

## INTRADERMA MD


### الترددات اللاسلكية

**IntraDerma** هو عبارة عن جهاز على مستوى عالي من التكنولوجيا يعمل بالترددات اللاسلكية، ويسمح بمعالجة عيوب البشرة، وتحت البشرة، وعيوب الأنسجة العميقة. يتيح هذا الجهاز إجراء جلسات علاجية فعالة في أمان تام للعميل والعامل، وذلك بفضل المجسات الخاصة للحرارة ومعاوقة التيار الكهربائي الموجودة في المحقن. كيف يعمل: مزود بمقبضين. إن المحقن الخاص الثنائي القطب الخاص بترددات لاسلكية مضبوطة تعمل على رفع درجة حرارة المنطقة المعالجة، بحيث تسبب تقلص ألياف الكولاجين السطحية والعميقة وذلك حتى الحزم العضلية مع تحفيز للأنسجة الضامة وتنشيط الأنسجة الدهنية. يمكن التحكم بعمق في تأثير العلاج ودرجة حرارته عن طريق ضبط الطاقة و طول فترة الانبعاث. المحقن الخاص أحادي القطب يؤثر بعمق أكبر. بواسطة الضبط المسبق للحرارة اللازمة للعلاج و عمق تأثيره، سيقوم الجهاز بضبط الطاقة آلياً وذلك بفضل جهاز قياس المعاوقة.


ما هي أنواع العلاجات التي يقدمها: مقاومة علامات تقدم السن وإعادة تشكيل البشرة فيما يتعلق بالسيلوليت، توزيع الدهون، شد إجمالي للأنسجة، علاج ترهل البشرة، التجاعيد السطحية والعميقة، الندوب الناجمة عن الإصابات بحب الشباب، عمليات التجميل النهائية التي تتم بعد عمليات شفط الدهون. ما هي المناطق التي يعالجها: الأرداف، الفخذين، الأجناب، الذراعين، البطن، الوجه، الرقبة. السهولة و الأمان: لا يسبب أضرار، لا يحتاج إلى تخدير، لا يسبب ألم، جلسات علاجية سريعة وآمنة، ليس له موانع خاصة للاستعمال. تكاليف عمل الجهاز: لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء يمكن أن تستهلك بسبب الاستخدام وبالتالي يمكن إجراء عدد كبير جدا من الجلسات العلاجية. المادة الوحيدة المستهلكة هي جل التوصيل، وبالتالي فالجلسات العلاجية ذات تكلفة منخفضة جداً.

### البيانات التقنية:


الإمداد بالكهربائية: 230 / 220 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز  
الطاقة الممتصة: 250 وات  
الطاقة المنبعثة: من 30 إلى 180 وات  
تردد موجات العلاج: 470 كيلو هرتز  
تردد معاوقة التيار: 50 كيلو هرتز  
مدة الانبعاث: قواعد الاستخدام اليدوي والآلي  
نوع المقبض: أحادي وثنائي القطب  
الوزن: 10.5 كجم  
الحجم: 55×36×23 ملم  
طاقة المقبض الثنائي القطب: الحد الأقصى 140 وات  
طاقة المقبض الأحادي القطب: الحد الأقصى 200 وات




CELLULAB  
Cavitation




TRICOPLUS  
Hair regrowth



AIRMOON  
Pressomassage



MESODERMA  
Electroporation



INTRADERMA  
Radiofrequency



EPILMOON EX  
Intense pulsed light



# Blue Moon

PROFESSIONAL BEAUTY AND MEDICAL EQUIPMENT DESIGNING & MANUFACTURING


Blue-Moon S.r.l. - via Jucker, 28 20025 Legnano (MI) ITALY - Ph. +39 0331 464428 Fax. +39 0331 464177

www.blue-moon.it


مقدمة عن الشركة

تأسست شركة Sistemi Elettronici Digitali S.r.l. في عام 1998 انطلاقاً من خبرة ثلاثين عاماً متصلة بعالم الإلكترونيات والميكنة. ومن خلال العلامة التجارية Blue-Moon تم إنشاء خط إنتاج لأجهزة طبية وتجميلية عالية الكفاءة. إن فريق الشركة الذي يتألف من مهندسين وتقنيين متخصصين على اتصال دائم مع أطباء وخبراء في هذا المجال، يعطي اهتماماً كبيراً للسلامة ولتطوير منتجات مبتكرة دائماً. كما نقوم بإنجاز مشروعات طموحة، وقادرة على تقديم خدمات ممتازة وذلك أيضاً من ناحية فاعلية الأداء والتصميم.


إن منتجاتنا تتوافق مع المعايير السارية، ولقد قام فريق طبي متخصص باختبارها قبل طرحها في السوق. إن صالة عرضنا تقع بالقرب من مصنعنا الواقع في Legnano، على مشارف ميلانو، حيث يمكن مشاهدة الأجهزة و حضور ورشات العمل المنظمة للتدريب.




CELLULAB  
Cavitation




TRICOPLUS  
Hair regrowth



AIRMOON  
Pressomassage



MESODERMA  
Electroporation



INTRADERMA  
Radiofrequency



EPILMOON EX  
Intense pulsed light